

DESPADAC SECURE®

Desinfectante de amplio espectro

DESCRIPCIÓN

Desinfectante de amplio espectro activo en la desinfección de instrumental y de superficies.

PRESENTACIÓN

Envases de 1 litro, 5 litros y 25 litros.

USO

Naves, equipos, edificios y material de transporte relacionados con la ganadería.

COMPOSICIÓN

Cloruro de didecil dimetilamonio (Bardac 22) 9'18%
Glutaraldehído 10'2%

ACCIÓN

- **Actividad virucida:** Eficacia demostrada contra el virus de la Fiebre aftosa, Fiebre porcina clásica Enfermedad de Aujeszky, Herpesvirus, Enfermedad de Talfan, Poliomieltis, Enterovirus porcino, Hepatitis Contagiosa Canina
- **Actividad bactericida:** Inactivación de *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus faecium*, *Enterococcus hirae* y *E. faecium*, *Salmonella thyphimurium*, *Proteus mirabilis*.
- **Actividad fungicida:** Inactivación de *Candida albicans*, *Aspergillus versicolor*, *Aspergillus niger*, *Cladosporium cladosporioides* y *Absidia corymbifera*

MODO DE EMPLEO

Despadac Secure se **solubiliza fácilmente** en agua.

Aplicar el producto **diluido en agua** sobre la superficie del material a desinfectar.

- ✓ **Desinfección sistemática:** Diluir el producto en agua al 0,5 %
- ✓ **Actividad virucida:** Diluir el producto en agua al 2%
- ✓ **Actividad bactericida:** Diluir el producto en agua al 0,5%
- ✓ **Actividad fungicida:** Inactivación de *Candida albicans*. Diluir el producto en agua al 0,5% ; Inactivación *Aspergillus versicolor* y *Cladosporium cladosporioides*. Diluir el producto en agua al 0,1 %

DESPADAC SECURE®

Desinfectante de
amplio espectro



Un producto de
LABORATORIOS CALIER S.A.

www.calier.es
Calle Barcelonés, 26
08520 Les Franqueses del Vallès
(Barcelona)
Tel: (+34) 938 49 51 33
Fax: (+34) 938 40 13 98
laboratorios@calier.es