

HALAMID



DESCRIPCIÓN

Desinfectante universal de uso zoonosanitario cuya acción se basa en la oxidación de las sustancias orgánicas como microorganismos y hongos cuando entran en contacto con el producto. Elevado poder residual.

USO

La solución de HALAMID a razón de 3 g a 10 g por litro de agua, promueve una desinfección total.

En caso de epizootias, se deben emplear 5 g por litro de agua.

Se recomienda un tiempo de contacto de 30 minutos. Después de la desinfección se puede aclarar el material tratado.

INDICACIONES

- ◉ **Ganadería:** desinfección de instalaciones.
- ◉ **Avicultura:** desinfección completa de utillaje (comederos, bebederos, aseladeros, nidas y baterías) y locales de incubación.
- ◉ **Clínica veterinaria:** para desinfectar instrumentos, mesas de operaciones y material empleado en inseminación artificial.

FORMATO

Sacos de 25 kg,
bidones de 25 kg,
cajas de 2kg.

REGISTRO: 0129-P



COMPOSICIÓN

*Sodio N-Cloro- para-
toluensulfonamida*



VENTAJAS

- Amplio espectro de actividad.
- En solución no es corrosivo para los materiales.
- Versátil y sencillo de usar.
- Estable.
- Fácilmente biodegradable.
- Sin riesgo de formar microorganismos resistentes.

*: Halamid es una marca registrada propiedad de Axcentive SARL



andrés pinaluba

ANDRÉS PINTALUBA

Calle Prudenci Bertrana, 5
43206 Reus, Tarragona
pinaluba@pinaluba.com
+34 977 317 111

www.pinaluba.com