

DESPADAC®

Desinfectante de amplio espectro

Desinfectante de
amplio espectro

DESCRIPCIÓN

Limpieza y desinfección de locales, alojamientos, utensilios, material, transporte ganadero, etc., especialmente en épocas con producción de brotes infecciosos.

ACCIÓN

→ Desinfección sistemática:

Diluir el producto en agua al 0,4% (1 litro para 250 litros de agua).

→ Inactivación virus de la Peste Porcina Africana:

Diluir el producto en agua al 1% (1 litro para 100 litros de agua).

En caso de utilizar el producto en pediluvios, duplicar la dosis recomendada anteriormente.

VENTAJAS

- ✓ Producto especialmente indicado como desinfectante germicida, fungicida y virucida.
- ✓ Pulverización-nebulización o aspersión-rociado.
- ✓ Despadac se solubiliza fácilmente en agua. Aplicar el producto diluido en agua sobre la superficie del material a desinfectar.

FORMATO

Envases de 1 litro, 5 litros y 25 litros.

COMPOSICIÓN

Cloruro de didecil dimetil amonio (Bardac 22®) 10%
Glutaraldehído 4 %,
Formaldehído 3,15 %
Glioxal 3,2 %



Un producto de
LABORATORIOS CALIER S.A.

www.calier.es
Calle Barcelonés, 26
08520 Les Franqueses del Vallès
(Barcelona)

Tel: (+34) 938 49 51 33

Fax: (+34) 938 40 13 98

laboratorios@calier.es