SANITAS® FORTE VET

Desinfectante de amplio espectro



DESCRIPCIÓN

Desinfectante de última generación que combina dos principios activos que unidos ejercen una acción desinfectante de amplio espectro y a dosis de uso reducidas.

Según la norma europea EN14675 modificada, posee actividad virucida, entre otros, frente a la cepa de la referencia del virus de la peste porcina africana (Ba71V) a concentraciones de 1/100, 1/200 y 1/400 a 10°C y después de 10 a 30 minutos de tiempo de contacto en condiciones sucias FBS al 5%. CISA INIA, abril 2019.

DOSIS

Frotamiento o pulverización

(superficies): Diluir en agua fría a las dosis recomendadas, dejando secar en el lugar de aplicación (al menos 15 minutos).

- ·-→ **Rutinaria (0,25%):** 30-25 ml/10 L de agua
- ·-> Normal (0,5%): 40 ml/10 L de agua
- ·-→ **Estricta (1-2%):** 100-70 ml/10 L de agua

Desinfección aérea: 50 ml/10 L de agua

Nebulización y termonebulización:

1 L/3 L de agua (suficiente para tratar 1.000 m³)

Inmersión de utensilios y medios de transporte (media hora y aclarado con agua): 50 ml/10 L de agua

Vados Sanitarios: 100 ml/10 L agua

- --> Superficies no porosas: 100 ml/m²
- ·-> Superficies porosas: 300 ml/m²





FORMATO

1 L, 5 L, 25 L y 200 L.



COMPOSICIÓN

Glutaraldehído: 14% Didecil dimetil cloruro de amonio: 10% Excipientes

INDICACIONES

- → Desinfección de naves, locales e instalaciones ganaderas.
- → Desinfección de medios de transporte de ganado, clínicas veterinarias y mataderos.
- → Autorizado su uso en la industria alimentaria.

Nº Registro: 0361-P, 17-20/40-03119 y 17-20/40-03119-HA



- Gran capacidad de penetración.
- Acción inmediata e intensa frente a virus, bacterias y hongos (incluso en presencia de materia orgánica).
- Compatible con todo tipo de instalaciones, utensilios, maquinaria y aparatos.



Un producto de **Laboratorios Zotal S.L.**

Ctra. Nacional 630, km. 809 Apartado de Correos 4, 41900 Camas. Sevilla Tel: +34 954 390 204 Fax: +34 954 395 516 zotal@zotal.com

www.zotal.com