VIRKON™ S

Desinfectante virucida de amplio espectro



DESCRIPCIÓN

Virkon ™ **S** es un desinfectante virucida con eficacia comprobada contra la mayoría de los virus que afectan a los animales de producción. Es efectivo también contra bacterias, hongos, mohos y levaduras.

Elimina más de 500 cepas de virus, bacterias, hongos y levaduras; es eficaz contra enfermedad de Newcastle, Gripe Aviar, *Salmonella y Campylobacter*, Fiebre Aftosa, PRRS, Parvovirosis, Virus de la Diarrea Epidémica Porcina y otras muchas.

Según la norma europea EN14675 modificada, posee actividad virucida para la cepa de la referencia del virus de la peste porcina africana (Ba71V) a concentraciones de 1/100, 1/200 y 1/400 a 10°C y después de 10 a 30 minutos de tiempo de contacto en condiciones sucias FBS al 5%. CISA INIA, abril 2019.

USO AUTORIZADO EN PRESENCIA DE ANIMALES.

USO

Desinfección de superficies:

··→ Desinfección de rutina: 1:100 (10 gr. por cada litro de agua).

Desinfección de equipos:

 → Desinfección de rutina: 1:100 (10 gr. por cada litro de agua).

Baño desinfectante de calzado:

→ Desinfección de rutina: 1:100 (10 gr. por cada litro de agua).

Desinfección del sistema de agua:

- · → Desinfección de terminal 1:200 a 1:100
- · → Desinfección continua 1:1000

Pulverización/atomización aérea, nebulización en frío y térmica:

- · → Pulverización/Atomización aérea: 1:200
- ·-→ Nebulización en frío: 1:100
- → Nebulización térmica: Solución de Virkon™ S de 1:25 (4%) en una mezcla 90:10 de agua y Potenciador de Nebulización Virkon™ S





FORMATO

Envases de 2,5, 5 y 10 Kg.



COMPOSICIÓN

Mezcla estabilizada de compuestos peroxidados, tensoactivos y ácidos orgánicos, en forma de polvo soluble en agua. Bis (peroximonosulfato) bis (sulfato) de Pentapotasio 497 gr/kg.



- Desinfectante de bioseguridad potente, de rápida acción, flexible y multiuso.
- O Sin necesidad de rotación.
- Mayor seguridad para el operador.
- Acción eficaz a baja temperatura.
- Fácil de transportar y conservar.
- Extraordinario perfil medioambiental.
- Uso autorizado en presencia de animales.



Un producto de **Laboratorios Zotal S.L.**

Ctra. Nacional 630, km. 809 Apartado de Correos 4, 41900 Camas. Sevilla Tel: +34 954 390 204 Fax: +34 954 395 516 zotal@zotal.com

www.zotal.com